

リン酸化Epha2-S897 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P29317

商品番号: CM0001293



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのリン酸化EPHA2(S897)ウサギモノクローナル抗体です。細胞接着、遊走、ウイルス侵入に関与する受容体型チロシンキナーゼであるヒトおよびマウスEPHA2を検出します。IVD研究および診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-EPHA2-S897 Rabbit mAb
別名/略称	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; Phospho-EPHA2-S897
生物種	ヒト
GeneID	1969
免疫原	合成ペプチド：ヒトEPHA2（NP_004422.2）のS897周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P29317
タンパク質分子量	108kDa
発送方法	氷袋