

Phospho-Epha2-S897 Rabbit Pab For Wb, Elisa - P29317

商品番号: CM0001185



前書き

セリン897でリン酸化されたEPHA2を検出するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWBおよびELISAで検証済み。がん、発生、およびウイルス侵入におけるEPHA2シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-EPHA2-S897 Rabbit pAb
備考/別名	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; Phospho-EPHA2-S897
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1969
遺伝子ID	1969
免疫原	ヒトEPHA2 (NP_004422.2) のS897周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29317
タンパク質分子量	108kDa
配送	氷袋