

Phospho-Epha2-Y594 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P29317

商品番号: CM0001610



前書き

ヒトEPHA2（エフリンA型受容体2）のY594リン酸化型に特異的なウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトとラットに交差反応します。受容体チロシンキナーゼシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-EPHA2-Y594 ウサギpAb
別名	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; Phospho-EPHA2-Y594
対象種	ヒト
遺伝子ID	1969
免疫原	ヒトEphA2（NP_004422.2）のY594周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P29317
タンパク質分子量	108kDa
発送方法	保冷剤