


Phospho-ErbB4/Her4-Y1284 ウサギ Pab - Q15303

商品番号: CM0000596



前書き

チロシン1284におけるErbB4/HER4に対するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのErbB4を検出します。発生や疾患における受容体型チロシンキナーゼシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ErbB4/HER4-Y1284 ウサギ pAb
備考/別名	HER4; ALS19; p180erbB4; Phospho-ErbB4/HER4-Y1284
種	ヒト
遺伝子ID	2066
免疫原	ヒトErbB4/HER4 (NP_005226.1) のY1284周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15303
タンパク質分子量	147kDa
発送	保冷バッグ