


Phospho-Erk1-T202 + Erk2-T185 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P28482 / P27361

商品番号: CM0001598



前書き

ERK1（リン酸化 T202）および ERK2（リン酸化 T185）を認識するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。MAPK/ERKシグナル伝達研究に必須。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ERK1-T202 + ERK2-T185 ウサギ pAb
種	ヒト
遺伝子ID	5594 / 5595
免疫原	ヒト ERK1/ERK2 (NP_002737.2) の T202 周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28482 / P27361
タンパク質分子量	38kDa/40kDa/43kDa
発送	保冷バッグ