

Phospho-Erk1 (T202/Y204) + Erk2 (T185/Y187) ウサギ Mab (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P27361/P28482

商品番号: CM0001809



前書き

ERK1 (T202/Y204) および ERK2 (T185/Y187) を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット組織におけるウェスタンブロット、IHCパラフィン、ELISAで検証済み。42/44kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187 Rabbit mAb
備考/別名	ERK-1; ERK1; ERT2; HS44KDAP; HUMKER1A; P44ERK1; P44MAPK; PRKM3; p44-ERK1; p44-MAPK; Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5594/5595
GeneID	5595/5594
免疫原	合成ペプチド：ヒト ERK1 (P27361) の T202 および Y204 周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27361/P28482
タンパク質分子量	42kDa/44kDa
配送	アイスバッグ