


Phospho-Ezh2/Kmt6 (T311) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q15910

商品番号: CM0001206



前書き

Thr311でリン酸化されたEZH2を検出するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。エピジェネティクス、クロマチン、がん研究に適しています。ラットと交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-EZH2/KMT6-T311 ウサギpAb
備考/別名	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; Phospho-EZH2/KMT6-T311
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2146
GeneID	2146
免疫原	合成ペプチド - ヒトEZH2/KMT6 (NP_001190176.1) のT311周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q15910
タンパク質分子量	85kDa
発送	保冷バッグ