


Phospho-Ezr-T567/Rdx-T564/Msn-T558 ウサギ Pab (Wb、Elisa用) - P15311 / P35241 / P26038

商品番号: CM0001008



前書き

エズリン (T567)、ラディキシン (T564)、モエシン (T558)

を検出するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットでのWBおよびELISAで検証済み。ERMタンパク質の活性化および細胞骨格-膜相互作用の研究に有用。予測分子量 23-71 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-EZR-T567/RDX-T564/MSN-T558 ウサギ pAb
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7430/4478/5962
GeneID	7430/4478/5962
免疫原	ヒト EZR/RDX/MSNEZR (NP_003370.2) の T567 周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P15311/P35241/P26038
タンパク質分子量	23-71 kDa
発送	保冷バッグ