


Wb用 Phospho-Ezrin-T567 ウサギ Pab - P15311

商品番号: CM0001107



前書き

スレオニン567におけるヒトEzrinを標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのウェスタンブロット（WB）で検証済み。細胞骨格ダイナミクス、細胞接着、膜-細胞骨格相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Ezrin-T567 ウサギ pAb
備考/別名	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Phospho-Ezrin-T567
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7430
GeneID	7430
免疫原	合成ペプチド：ヒトEzrinのT567周辺配列に対応するリン酸化特異的ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15311
タンパク質分子量	69kDa
発送	保冷バッグ