


リン酸化エズリン (T567) + ラディキシン (T564) + モエシン (T558)

ウサギモノクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - P15311 / P35241 / P26038

商品番号: CM0001332



前書き

ヒト、マウス、ラットのリン酸化エズリン (T567)、ラディキシン (T564)、およびモエシン (T558)

を検出するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ERMタンパク質の活性化および細胞骨格シグナル伝達の研究に最適です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	Phospho-Ezrin-T567+Radixin-T564+Moesin-T558 Rabbit mAb
備考/別名	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFNB24; Radixin; HEL70; IMD50; Moesin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7430/5962/4478
GeneID	7430/5962/4478
免疫原	ヒトエズリン/ラディキシン/モエシンのT567/T564/T558周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15311/P35241/P26038
タンパク質分子量	23-71 kDa
配送	アイスバッグ