


Phospho-Ezrin-Thr567/Radixin-Thr564/Moesin-Thr558

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P15311 / P35241 / P26038

商品番号: CM0001006



前書き

ヒトサンプルのWBおよびELISAアッセイにおいて、Ezrin (Thr567)、Radixin (Thr564)、およびMoesin (Thr558)

を検出するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。細胞骨格-

膜相互作用および細胞シグナル伝達の研究に最適です

。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Ezrin-Thr567/Radixin-Thr564/Moesin-Thr558 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFNB24; HEL70; IMD50; Phospho-Ezrin-Thr567/Radixin-Thr564/Moesin-Thr558
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7430/5962/4478
免疫原	ヒト Ezrin/Radixin/Moesin (NP_003370.2) のT567周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15311/P35241/P26038
タンパク質分子量	23-71 kDa
配送	アイスバッグ