


Phospho-Ezrin-Y353 ウサギポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - P15311

商品番号: CM0001093



前書き

ヒトEzrinのY353リン酸化部位（SWISS P15311）を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、細胞骨格や細胞極性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Ezrin-Y353 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Phospho-Ezrin-Y353
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7430
GeneID	7430
免疫原	ヒトEzrinのY353周辺の合成リン酸化ペプチド (NP_003370.2)
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15311
タンパク質重量	69kDa
配送	アイスバッグ