


Wb、Elisa用 リン酸化Fadd-S194 ウサギPab - Q13158

商品番号: CM0000516



前書き

S194でリン酸化されたヒトFADDを標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。アポトーシスおよび自然免疫研究アプリケーションに最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化FADD-S194 ウサギpAb
備考/別名	GIG3; IMD90; MORT1; Phospho-FADD-S194
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8772
GeneID	8772
免疫原	合成ペプチド ヒトFADD (NP_003815.1) のS194周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13158
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ