


WbおよびElisa用 Phospho-Fak-Y397 ウサギモノクローナル抗体 - Q05397

商品番号: CM0000863



前書き

Y397でリン酸化されたFAKに対するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルにおけるウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。インテグリンシグナル伝達、細胞遊走、接着斑ダイナミクスの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-FAK-Y397 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y397
種	ヒト
遺伝子ID	5747
免疫原	ヒトFAK (NP_722560.1) のY397周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q05397
タンパク質分子量	119kDa
発送方法	アイスパック