


Phospho-Fak-Y397 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q05397

商品番号: CM0001945



前書き

Tyr397でリン酸化されたFAKを標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルでのWBおよびELISAで検証済み。インテグリンシグナル伝達と細胞遊走の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-FAK-Y397 ウサギ pAb
備考/別名	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y397
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5747
GeneID	5747
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05397
タンパク質分子量	119kDa
発送	保冷バッグ