


ホスホ-Fak-Y576/577 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q05397

商品番号: CM0001959



前書き

チロシン576/577がリン酸化されたFAKを標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。ヒト検体を用いたウェスタンブロットおよびELISAに使用できます。インテグリンシグナル伝達、細胞遊走および接着の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-FAK-Y576/577 Rabbit pAb
備考/別名	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y576/577
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5747
遺伝子ID	5747
免疫原	合成ペプチド; ヒトPTK2 (NP_722560.1) のY576およびY577周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q05397
タンパク質分子量	119kDa
発送方法	保冷剤