

Phospho-Fgfr3-Y724 ウサギ Pab - P22607

商品番号: CM0001115



前書き

リン酸化FGFR3 (Tyr724)
特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト及びマウスサンプルにおけるWBおよびELISAで検証済み。骨格形成およびがんにおけるFGFR3シグナル伝達研究に最適。
[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-FGFR3-Y724 ウサギ pAb
備考/別名	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSGFR3EX; Phospho-FGFR3-Y724
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2261
GeneID	2261
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P22607
タンパク質分子量	88kDa
発送	保冷バッグ