

Wb、Elisa用 リン酸化フィラミンA-S2152 ウサギPab - P21333

商品番号: CM0001772



前書き

WBおよびELISA用に検証された、ヒト、マウス、ラットのフィラミンA（281kDa）に対するリン酸化フィラミンA-

S2152ウサギポリクローナル抗体。アクチン細胞骨格、シグナル伝達、疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化フィラミンA-S2152 ウサギpAb
備考/別名	FLN; FMD; MNS; OPD; ABPX; CSBS; CVD1; FGS2; FLN1; NHBP; OPD1; OPD2; XLVD; XMVD; FLN-A; ABP-280; Phospho-Filamin A-S2152
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2316
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21333
タンパク質分子量	281kDa
発送	保冷バッグ