

リン酸化Foxo1-S319 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q12778

商品番号: CM0000813



前書き

ヒトFOXO1（遺伝子ID: 2308）のSer319部位のリン酸化を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。インスリンシグナル伝達やアポトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-FOXO1-S319 Rabbit pAb
別名	FKH1; FKHR; FOXO1A; Phospho-FOXO1-S319
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	2308
GeneID	2308
免疫原	合成ペプチド：ヒトFOXO1（NP_002006.2）のS319周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12778
タンパク質分子量	70kDa
輸送方法	氷袋