

Wb、Ihc-P、Elisa用 Phospho-Foxo3A-S253 ウサギポリクローナル抗体 - O43524

商品番号: CM0000803



前書き

FOXO3A（リン酸化-Ser253）をターゲットとするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを検出。アポトーシス、オートファジー、および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-FOXO3A-S253 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	FOXO2; AF6q21; FKHRL1; FOXO3A; FKHRL1P2; Phospho-FOXO3A-S253
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2309
GeneID	2309
免疫原	ヒト FOXO3A の S253 周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43524
タンパク質分子量	71kDa
配送	保冷バッグ