

## Phospho-Foxo3A-S425 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O43524

商品番号: CM0001987



### 前書き

FOXO3AのSer425リン酸化部位を標的とする特異的ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。アポトーシスおよびオートファジーの研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名         | Phospho-FOXO3A-S425 Rabbit pAb                               |
| 備考/別名       | FOXO2; AF6q21; FKHRL1; FOXO3A; FKHRL1P2; Phospho-FOXO3A-S425 |
| 種           | ヒト                                                           |
| GeneID (ヒト) | 2309                                                         |
| GeneID      | 2309                                                         |
| 免疫原         | 合成ペプチド ヒトFOXO3A (NP_001446.1) のS425周辺の合成リン酸化ペプチド。            |
| ソース         | ウサギ                                                          |
| カテゴリー       | リン酸化抗体                                                       |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, ELISA                                             |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                   |
| SWISS       | O43524                                                       |
| タンパク質分子量    | 71kDa                                                        |
| 配送          | アイスバッグ                                                       |