


ホスホ-Foxo4-S197 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P98177

商品番号: CM0000925



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みのPhospho-FOXO4 (S197)

ウサギポリクローナル抗体です。Ser197でリン酸化されたヒト、マウス、ラットのFOXO4を検出します。インスリンシグナル伝達、細胞周期、転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-FOXO4-S197 ウサギpAb
備考/別名	AFX; AFX1; MLLT7; Phospho-FOXO4-S197
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4303
GeneID	4303
免疫原	ヒトFOXO4 (NP_005929.2) のS197周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P98177
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	氷袋