

Phospho-Gab1 (Tyr659) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13480

商品番号: CM0001009



前書き

チロシン659でリン酸化されたGAB1を検出するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。EGFR、INSR、MET/HGFに関連するシグナル伝達経路の研究に最適です。分子量は約77 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-GAB1-Y659 Rabbit pAb
備考/別名	DFNB26; Phospho-GAB1-Y659
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2549
遺伝子ID	2549
免疫原	合成ペプチド ヒトGAB1 (NP_002030.2) のY659周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q13480
タンパク質分子量	77kDa
配送	アイスバッグ