


Phospho-Gata1-S310 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P15976

商品番号: CM0001605



前書き

Phospho-GATA1-S310

ウサギポリクローナル抗体は、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのSer310でリン酸化されたGATA1と反応します。赤血球系の分化および転写制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-GATA1-S310 Rabbit pAb
備考/別名	GF1, GF-1, NFE1, XLTT, ERYF1, NF-E1, XLANP, XLTDA, GATA-1, HAEADA, Phospho-GATA1-S310
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2623
GeneID	2623
免疫原	合成ペプチド ヒトGATA1のS310周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15976
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ