

Phospho-GluR1/Gria1 (S836) ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - P42261

商品番号: CM0001100



前書き

セリン836のGluR1/GRIA1を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのAMPA受容体サブユニットのウェスタンブロット検出用に設計。神経科学およびシナプス可塑性研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-GluR1/GRIA1-S836 ウサギ pAb
備考/別名	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; Phospho-GluR1/GRIA1-S836
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2890
免疫原	合成ペプチド：ヒトGluR1/GRIA1のS836周辺配列に対応するリン酸化特異的ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42261
タンパク質分子量	102kDa
配送	保冷バッグ