


Phospho-GluR2/Gria2-S880 ウサギ Pab (Wb用) - P42262

商品番号: CM0001796



前書き

GluR2/GRIA2のSer880を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでの交差反応性を確認し、WBで検証済み。AMPA受容体シグナリングおよびシナプス可塑性に関する神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-GluR2/GRIA2-S880 ウサギ pAb
備考/別名	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; gluR-2; gluR-B; GluR-K2; Phospho-GluR2/GRIA2-S880
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2891
GeneID	2891
免疫原	ヒトGluR2/GRIA2のS880周辺配列に対応するリン酸化特異的ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42262
タンパク質分子量	99kDa
発送	保冷バッグ