

Phospho-Grin2B-Y1474 ウサギ Pab（Wb、Elisa用） - Q13224

商品番号: CM0000802



前書き

Phospho-GRIN2B-Y1474

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、Y1474でリン酸化されたNMDA受容体サブユニットNR2Bを検出します。WBおよびELISAで検証済みのこの抗体は、シナプス可塑性および興奮毒性の神経科学研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-GRIN2B-Y1474 ウサギ pAb
備考/別名	NR3; MRD6; NR2B; hNR3; DEE27; EIEE27; GluN2B; NMDAR2B; Phospho-GRIN2B-Y1474
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2904
遺伝子ID	2904
免疫原	ヒト GRIN2B (NP_000825.2) のY1474周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13224
タンパク質分子量	166kDa
配送	アイスパック