


Phospho-Grin2B-Y1474 ウサギ ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13224

商品番号: CM0001029



前書き

Y1474でリン酸化されたGRIN2Bを標的とするウサギポリクローナル抗体です。ヒト検体を用いたWBおよびELISAで検証済みです。NMDA受容体シグナル伝達、シナプス可塑性、神経疾患の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-GRIN2B-Y1474 ウサギ pAb
備考/別名	NR3, MRD6, NR2B, hNR3, DEE27, EIEE27, GluN2B, NMDAR2B, Phospho-GRIN2B-Y1474
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2904
GeneID	2904
免疫原	合成ペプチド - ヒトGRIN2B (NP_000825.2) のY1474周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13224
タンパク質分子量	166kDa
輸送	保冷バッグ