


リン酸化Gsk3A-S21+Gsk3B-S9 ウサギモノクローナル抗体 Wb、Elisa対応 - P49840/P49841

商品番号: CM0001729



前書き

GSK3α (S21) およびGSK3β (S9)

に対するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。WB、ELISAでの使用が検証済みで、マウスと交差反応性があります。Wntシグナル伝達、インスリン抵抗性、アルツハイマー病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-GSK3α-S21+GSK3β-S9 ウサギmAb
備考/別名	GSK3B; GSK 3 beta; GSK3A; GSK 3 alpha; Phospho-GSK3α-S21+GSK3β-S9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2931/2932
遺伝子ID	2931/2932
免疫原	合成ペプチド、ヒトGSK3α/GSK3β (NP_063937.2/NP_002084.2) のS21&S9周辺の合成リン酸化ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P49840/P49841
タンパク質分子量	51kDa/46kDa
発送	氷袋