


Wb、Ihc-P、Elisa用 Phospho-Gsk3B-S9 Rabbit Mab - P49841

商品番号: CM0001592



前書き

ウェスタンブロット、IHC-P、ELISA用 Phospho-GSK3β-S9 Rabbit mAb (P49841)。Ser9でリン酸化されたヒトGSK3βを検出します。Wntシグナル伝達、インスリン抵抗性、およびアルツハイマー病の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-GSK3β-S9 Rabbit mAb
備考/別名	GSK3B; gsk-3β; Phospho-GSK3β-S9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2932
GeneID	2932
免疫原	合成ペプチド：ヒトGSK3ベータ（P49841）のS9周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P49841
タンパク質分子量	47 kDa
配送	氷袋