


Phospho-Gsk3B-S9 ウサギPab - P49841

商品番号: CM0000590



前書き

ヒトGSK3βのセリン9リン酸化を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットとの交差反応性があります。Wntシグナル伝達やアルツハイマー病の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-GSK3β-S9 ウサギpAb
別名	GSK3B; gsk-3β; Phospho-GSK3β-S9
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2932
遺伝子ID	2932
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49841
タンパク質分子量	47kDa
配送方法	保冷剤