


Phospho-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279

ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P49840/P49841

商品番号: CM0001346



前書き

GSK3βのY216位およびGSK3αのY279位でリン酸化されたものを検出する、リン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性を示します。糖代謝、Wntシグナル伝達、およびアルツハイマー病の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-GSK3β-Y216 + GSK3α-Y279 Rabbit mAb
備考/別名	GSK3B; GSK 3 beta; GSK3A; GSK 3 alpha; Phospho-GSK3α-S21+GSK3β-S9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2931/2932
GeneID	2931/2932
免疫原	合成ペプチド ヒトGSK3β/GSK3α (NP_063937.2) のY216およびY279周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P49840/P49841
タンパク質分子量	51kDa/46kDa
配送方法	アイスバッグ