


Phospho-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 ウサギ Pab - P49840 / P49841

商品番号: CM0001003



前書き

GSK3β-Y216およびGSK3α-

Y279を認識するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しており、WB、IHC-

P、ELISAに使用可能です。インスリンシグナル伝達、Wnt経路、およびアルツハイマー病の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-GSK3β-Y216 + GSK3α-Y279 ウサギ pAb
備考/別名	GSK3B; gsk-3β; Phospho-GSK3β-Y216 + GSK3α-Y279
種	ヒト
遺伝子ID	2931 / 2932
免疫原	ヒトGSK3β/GSK3αのY216/Y279周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49840 / P49841
タンパク質分子量	47kDa
配送	保冷バッグ