


リン酸化Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P49841

商品番号: CM0001216



前書き

GSK3β (pTyr216) およびGSK3α (pTyr279) に対するリン酸化特異的抗体。ヒトサンプルを用いたWBおよびELISAで検証済み。Wntシグナル伝達、糖代謝、アルツハイマー病研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-GSK3β-Y216 + GSK3α-Y279 Rabbit pAb
備考／別名	GSK3B; gsk-3β; Phospho-GSK3β-Y216 + GSK3α-Y279
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2931/2932
遺伝子ID	2931/2932
免疫原	ヒト GSK3β Y216周辺の合成リン酸化ペプチド (NP_001139628)
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交叉反応性	ヒト
SWISS	P49841
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	氷袋