

Phospho-Hdac4-S246/Hdac5-S259/Hdac9-S220

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P56524 / Q9Uql6 / Q9Ukv0

商品番号: CM0000428



前書き

HDAC4 (S246)、HDAC5 (S259)、および HDAC9 (S220) を検出するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体（WB、IHC-P、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットと反応します。クロマチン調節および転写研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-HDAC4-S246/HDAC5-S259/HDAC9-S220 ウサギ pAb
備考/別名	HDAC4/HDAC5/HDAC9; Phospho-HDAC4-S246/HDAC5-S259/HDAC9-S220
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9759/10014/9734
GeneID	9759/10014/9734
免疫原	合成ペプチド ヒト HDAC4 の S246 周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56524/Q9UQL6/Q9UKV0
タンパク質分子量	57-65kDa/97-122kDa
配送	アイスバッグ