

ホスホHdac4 S632 ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P56524

商品番号: CM0001615



前書き

ホスホHDAC4 S632

ウサギmAbは、ウエスタンブロット（WB）およびELISA用途向けに設計されたリン酸化特異的抗体です。セリン632部位がリン酸化されたヒトHDAC4を検出し、エピゲネティクスおよび転写制御研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホHDAC4 S632 ウサギmAb
備考・別名	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; Phospho-HDAC4-S632
対象種	ヒト
GeneID	9759
免疫原	ヒト・ホスホHDAC4 S632 (NP_006028.2) のS632周辺領域に相当する合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
応用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P56524
タンパク質分子量	119kDa
発送	保冷剤