

リン酸化Hdac4-S632 ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - P56524

商品番号: CM0000786



前書き

リン酸化HDAC4-S632

ウサギポリクローナル抗体は、セリン632部位がリン酸化されたHDAC4の内在性タンパク質を検出します。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたウエスタンブロットで検証済みです。クロマチンおよびエピゲネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化HDAC4-S632 ウサギpAb
別名	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; Phospho-HDAC4-S632
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	9759
GeneID	9759
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用用途	WB
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56524
タンパク質分子量	119kDa
発送方法	氷袋