

Phospho-Hdac5-S498 ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q9Uql6

商品番号: CM0001466



前書き

リン酸化HDAC5 (S498)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに使用可能。ヒト、マウス、ラットのHDAC5と反応します。エピジェネティック調節、クロマチンリモデリング、および転写抑制の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-HDAC5-S498 Rabbit pAb
備考/別名	HD5, NY-CO-9, Phospho-HDAC5-S498
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10014
遺伝子ID	10014
免疫原	ヒト HDAC5 (NP_005465.2) のS498周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UQL6
タンパク質分子量	122kDa
配送	アイスバッグ