


Phospho-Hdac8-S39 ウサギPab - Q9By41

商品番号: CM0000900



前書き

Ser39部位のHDAC8を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。ヒト検体のIF/ICC（免疫蛍光/免疫細胞化学）で実証済みです。クロマチンリモデリングと転写抑制に関与するヒストン脱アセチラーゼ8を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-HDAC8-S39 ウサギpAb
別名	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACLI; Phospho-HDAC8-S39
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55869
遺伝子ID	55869
免疫原	合成ペプチド。ヒトHDAC8のS39周辺残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	IF/ICC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BY41
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷剤