

Phospho-Her2/ErbB2-Y1139 ウサギ Mab（WbおよびElisa用） - P04626

商品番号: CM0001343



前書き

Phospho-HER2/ErbB2-Y1139

ウサギモノクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みであり、チロシン1139でリン酸化されたヒトHER2を特異的に検出します。がん研究におけるHER2シグナル伝達経路の調査に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-HER2/ErbB2-Y1139 ウサギ mAb
備考/別名	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); Phospho-HER2/ErbB2-Y1139
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2064
GeneID	2064
免疫原	合成ペプチド ヒトErbB2 (P04626) のY1139周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04626
タンパク質分子量	138kDa
配送	アイスバッグ