


Wb、Ip、If/Icc、Elisa用 Phospho-Histone H2Ax-S139

ウサギモノクローナル抗体 - P16104

商品番号: CM0000817



前書き

ヒストンH2AX (H2A.X)
のリン酸化Ser139を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットでの交差反応性を有します。DNA損傷と修復研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Histone H2AX-S139 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	H2A.X; H2A/X; H2AFX
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3014
遺伝子ID	3014
免疫原	合成ペプチド ヒトヒストンH2AX (NP_002096.1) のS139周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、IP、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16104
タンパク質分子量	15 kDa
発送	保冷バッグ