


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 リン酸化ヒストンH2Ax-S139 ウサギPab - P16104

商品番号: CM0000512



前書き

リン酸化ヒストンH2AX-S139

ウサギpAbは、ヒト、マウス、ラットの標的を検出します。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAを介したDNA損傷、修復、細胞周期研究用に設計されています。研究用抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化ヒストンH2AX-S139 ウサギpAb
備考/別名	H2A.X; H2A/X; H2AFX; リン酸化ヒストンH2AX-S139
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H2A
GeneID	3014
免疫原	合成ペプチド: ヒトヒストンH2AX (NP_002096.1) のS139周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16104
タンパク質分子量	15 kDa
輸送	アイスバック