


リン酸化ヒストンH3-S10 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Db、Elisa対応） - Q16695 / P68431

商品番号: CM0000771



前書き

高特異性リン酸化ヒストンH3（Ser10）ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IP、DB、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのヒストンH3と反応し、エピゲノム研究や細胞シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化ヒストンH3-S10 ウサギモノクローナル抗体
別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
応用用途	WB、IHC-P、IP、DB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷剤