


ホスホヒストンH3-S10/T11 ウサギPab - Q16695 / P68431

商品番号: CM0001434



前書き

Ser10およびThr11でリン酸化されたヒストンH3を検出するホスホ特異的ウサギポリクローナル抗体です。

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応し、広範な種での反応性が予測されています。クロマチン動態および細胞周期研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホヒストンH3-S10/T11 ウサギpAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-S10/T11
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H3
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のS10およびT11周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で反応性予測あり）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
配送方法	氷袋