


リン酸化ヒストンH3（Ser28）ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa 対応） - Q16695 / P68431

商品番号: CM0001437



前書き

Ser28部位でリン酸化されたヒストンH3を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのH3を検出し、広範な交差反応性が予測されています。クロマチン、細胞周期、エピゲネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Histone H3-S28 Rabbit pAb
備考・別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-S28
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H3
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH3（NP_003520.1）のS28周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲の交差反応が予測されます）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷剤