


Wb、Ihc-P、Elisa用 Phospho-Histone H3-T32 ウサギポリクローナル抗体 - Q16695 / P68431

商品番号: CM0000649



前書き

Phospho-Histone H3-T32

ウサギポリクローナル抗体 (AP0897) は、WB、IHC-P、ELISA

でバリデーションされたウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。ヒストンH3のリン酸化Thr32を標的とします。クロマチンおよびエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Histone H3-T32 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-T32
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
配送	氷袋