


リン酸化ヒストンH4-S1 ウサギPab（Wb・Elisa用） - P62805

商品番号: CM0001131



前書き

WBおよびELISAで検証済みのリン酸化ヒストンH4-S1

ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットをはじめ、その他の種にも認識します。クロマチンおよびヒストン修飾の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化ヒストンH4-S1 ウサギpAb
別名/別称	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Phospho-Histone H4-S1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	H4
遺伝子ID	8359
免疫原	合成ペプチド ヒトヒストンH4（NP_003529.1）のS1周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11kDa
発送方法	保冷剤