


Phospho-Hsf1-S326 ウサギ Pab（Wb、Elisa用） - Q00613

商品番号: CM0001873



前書き

セリン326でリン酸化されたヒトHSF1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しており、熱ショック応答、転写制御、ストレス研究に使用できます。57 kDaのバンドを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-HSF1-S326 ウサギ pAb
備考/別名	HSTF1; Phospho-HSF1-S326
種	ヒト
GeneID	3297
免疫原	ヒトHSF1（NP_005517.1）のS326周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	Q00613
タンパク質分子量	57kDa
輸送	保冷バッグ