


Phospho-Hsp27/Hspb1-S15 ウサギMab - P04792

商品番号: CM0001014



前書き

Ser15部位のHSP27/HSPB1を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト試料に適しており、23

kDaのタンパク質を検出します。ストレス応答や分子シャペロン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-HSP27/HSPB1-S15 ウサギmAb
別名	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S15
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3315
遺伝子ID	3315
免疫原	合成ペプチド：ヒトHSP27/HSPB1のS15周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04792
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷剤