


Phospho-Hsp27/Hspb1-S82 Rabbit Mab For Wb, Elisa - P04792

商品番号: CM0001766



前書き

ヒトHSP27/HSPB1（Ser82）を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応します。ストレス応答、シャペロン機能、および神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-HSP27/HSPB1-S82 Rabbit mAb
備考/別名	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S82
種	ヒト
遺伝子ID	3315
免疫原	合成ペプチド：ヒトHSP27/HSPB1 (P04792) のS82周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P04792
タンパク質分子量	23 kDa
配送	アイスバッグ